

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

Handelsname: **Omni clean and polish**  
REF: 54577

Verwendung der Zubereitung: Für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen, mit Natriumfluorid (0,2%) und Minz-Geschmack.

### Angaben zum Hersteller/Lieferant

Alfred Becht GmbH  
Postfach 1145, D-77601 Offenburg  
Carl-Zeiss-Str. 16, D-77656 Offenburg  
Telefon: 0781 / 60586-0      Telefax: 0781 / 60586-40  
eMail: klug@becht-online.de  
Notrufnummer: 0781 / 60586-0      8:00-16:30 Uhr

### Händler:

OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH  
Gutenbergring 5  
D-63110 Rodgau  
T +49 (6106) 874 – 0  
F +49 (6106) 874-265  
www.omnident.de

## 2. Mögliche Gefahren

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:

| <u>Komponente</u> | <u>CAS-Nummer</u> |
|-------------------|-------------------|
| Natriumfluorid    | 7681-49-4         |
| Glycerin 85%      | 56-81-5           |
| Methylparaben     | 99-76-3           |
| Propylparaben     | 94-13-3           |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

Wasser

7732-18-5

## 4. Erste Hilfe Maßnahmen

nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel: Trockenlöschmittel, Carbondioxyd oder Wasser

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenschutzmaßnahmen: Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Reinigungsmaßnahmen: mit Papier aufwischen und mit heißem Wasser nachwischen

## 7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: keine weiteren Anforderungen  
Verbraucherverpackung: Plastiktube

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern

Verpackungsmaterialien: Plastik- oder Aluminiumbehälter

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung: bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine

Atemschutz: entfällt

Handschutz: Schutzhandschuhe empfohlen

Augenschutz: Schutzbrille empfohlen

Körperschutz: entfällt

Allgemeines: keine

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Paste mit hoher Viskosität

Farbe: gelb

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Geruch:            | nach Pfefferminze    |
| pH-Wert:           | 4,0 - 5,0 (10%)      |
| Phasenänderungen:  |                      |
| Schmelztemperatur: | n.a.                 |
| Siedetemperatur:   | n.a.                 |
| Zündtemperatur:    | n.a.                 |
| Flammpunkt:        | n.a.                 |
| Explosionsgrenzen: |                      |
| untere             | n.a.                 |
| obere              | n.a.                 |
| Dampfdruck:        | n.a.                 |
| Dichte:            | 1,28 g/ml            |
| Löslichkeit:       | Suspension in Wasser |

## 10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: unter normalen Lagerungsbedingungen bis zu 5 Jahren keine Zersetzung

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine

## 11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: k.D.v.

Weitere toxikologische Hinweise: k.D.v.

## 12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise: k.D.v.

Biologischer Abbau: k.D.v.

Ökotoxische Wirkung: k.D.v.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produkts:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Entsorgung verunreinigter Verpackung:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH

### 14. Angaben zum Transport

Transport / weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der ARD/RID und IMDG/GGV-See und IATA-DGR

### 15. Besondere Vorschriften

Klassifizierung als Medizinprodukt, Klasse I Regel 5, UMDNS-Nr. 16-699

### 16. Sonstige Angaben

Produkt darf nur von geschultem Fachpersonal im Bereich der zahnmedizinischen Behandlung angewendet werden.

n.a. = nicht anwendbar

CPB = chemische-physikalische Behandlung

SAD = Sonderabfalldeponie

HMD = Hausmüll-Deponie

k.P. = keine Prüfung

k.D.v. = keine Daten vorhanden

SAV = Sonderabfallverbrennung

HMV = Hausmüll-Verbrennung

\* = Änderungen / Ergänzungen

gegenüber letzten Version

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger in eigener Verantwortung zu beachten.